

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 312-086

Kit di pesi, E2, 1 g - 5 kg, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-080-600	Astuccio per peso in alluminio 314-080-600 (per valori nominali 1 g - 5 kg per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-716	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-716
921-321	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-321
962-321	Certificato di calibrazione DAkkS 962-321
962-321R	Ricalibrazione DAkkS 962-321R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi