

Folleto del producto

08.08.2026

# KERN 312-096

Juego de pesas, E2, 1 g - 10 kg, Forma compacta, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-090-600 | Estuche para pesa de aluminio 314-090-600 (para valores nominales 1 g - 10 kg   para clases E1 - M2   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 920-717  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-717  |
| 921-322  | Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-322 |
| 962-322  | Certificado de calibración DAkkS 962-322                    |
| 962-322R | Recalibración DAkkS 962-322R                                |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables