

# KERN 313-010-600

**KERN**

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Fracturegram, 1 mg - 500 mg)



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

### Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 mg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Fracturegram

### Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	165×158×37 mm
Matériau	aluminium
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	500 mg

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×158×37 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg