

KERN 313-010-600

KERN

Astuccio con protezione in alluminio per pesiere (Fracturegram, 1 mg - 500 mg)



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio con protezione in alluminio

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1 - M2
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 500 mg
Design con peso adeguato per la custodia	Fracturegram

Design

Dimensioni (L×P×A)	165×158×37 mm
Materiale	alluminio
Valigia - Peso minimo possibile	1 mg
Caso - Peso massimo possibile	500 mg

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×158×37 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,3 kg