

KERN 313-010-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Breukprogramma, 1 mg - 500 mg)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|--------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Koffers & Euis |
| Productgroep | Aluminium beschermd etui |

Meetsysteem

| | |
|--|----------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen | E1 - M2 |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | 1 mg - 500 mg |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer | Breukprogramma |

Ontwerp

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 165×158×37 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Etui - kleinst mogelijk gewicht | 1 mg |
| Etui - Hoogst mogelijke gewicht | 500 mg |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 165×158×37 mm |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,30 kg |
| Verzendgewicht | 0,3 kg |