

# KERN 313-010-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Fracturegram, 1 mg - 500 mg)



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 500 mg
Desenho de peso adequado para a caixa	Fracturegram

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	500 mg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,3 kg