

Productbrochure

07.08.2026

# KERN 313-02

Gewichtenset, E2, 1 mg - 50 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-020-100 | Houten gewichtsetui 313-020-100 (voor nominale waarden 1 mg - 50 g   voor klassen E1+E2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-702  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-702 |
| 921-301  | Gegarandeerde plus-afwijking ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-301   |
| 962-301  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-301                          |
| 962-301R | DAkKS-rekalibratie 962-301R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen