

# KERN 313-02

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Bruttogewicht ca. 0,80 kg  
Versandgewicht 0,8 kg

## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-020-100

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke KERN  
Produktkategorie Gewichtssatz  
Produktgruppe OIML E2  
Produktfamilie 313

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert 1 mg - 50 g  
OIML-konform ✓  
Gewicht OIML-Klasse E2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H) 152×152×66 mm  
Bauform Gewicht Knopf  
Material Edelstahl poliert  
Anzahl Gewichte 20  
Etui des Gewichtssatzes im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für  
Konformitätsbewertung (Eichung) 952-301  
Artikelnummer für DAkkS-  
Kalibrierung 962-301  
Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-301

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d  
Abmessungen Verpackung  
(B×T×H) 150×140×65 mm  
Versandart Paketdienst  
Nettogewicht ca. 0,80 kg