

KERN 313-02

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



Verzendgewicht 0,8 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-020-100

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal gepolijst
Aantal gewichten	20
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-301
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-301
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-301

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×140×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg