

KERN 313-020-100

KERN

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 50 g)



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 50 g

Design

Dimensioni (L×P×A)	152×152×66 mm
Materiale	faggio
Valigia - Peso minimo possibile	1 mg
Caso - Peso massimo possibile	50 g

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	152×152×66 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,68 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761003071
Numero merceologico	84239090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita