

KERN 313-020-100

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 50 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1+E2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 50 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	50 g

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envio	0,68 kg