

# KERN 313-020-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 50 g)



## Categoria

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Marca                | KERN                          |
| Categoria de produto | Malas & Estojos               |
| Grupo de produto     | Estojo protegido por alumínio |

## Sistema de medição

|  |                |
|--|----------------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML        | E1 - M1        |
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 1 mg - 50 g    |
| Desenho de peso adequado para a caixa        | Botão/compacto |

## Desenho

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensões (L×P×A)                   | 165×120×75 mm |
| Material                            | alumínio      |
| Estojo - Peso mais pequeno possível | 1 mg          |
| Estojo - Maior peso possível        | 50 g          |

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento         | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 165×120×75 mm         |
| Peso líquido                   | 0,45 kg               |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,45 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 0,45 kg               |
| Peso de envio                  | 0,45 kg               |

## Pictogramas

### STANDARD

