

Folleto del producto

08.08.2026

# KERN 313-026

Juego de pesas, E2, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

## PICTOGRAMAS

Estándar Opción



## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-020-600 | Estuche para pesa de aluminio 313-020-600 (para valores nominales 1 mg - 50 g   para clases E1 - M1   para forma constructiva Botón/compacto) |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 920-702  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-702     |
| 921-301  | Divergencia positiva garantizada ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-301 |
| 962-301  | Certificado de calibración DAkkS 962-301                       |
| 962-301R | Recalibración DAkkS 962-301R                                   |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables