

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 313-026

Kit di pesi, E2, 1 mg - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione

ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-020-600	Astuccio per peso in alluminio 313-020-600 (per valori nominali 1 mg - 50 g per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-702	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-702
921-301	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-301
962-301	Certificato di calibrazione DAkKS 962-301
962-301R	Ricalibrazione DAkKS 962-301R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi