

KERN 313-026

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-020-600
--------------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-301
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-301
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-301

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg