

KERN 313-026

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 50 g, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Peso líquido aprox. 0,55 kg

Peso bruto aprox. 0,80 kg

Peso de envio 0,8 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-020-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - valor nominal	1 mg - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×120×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido (OIML)
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-301
Número do artigo para calibração DAkkS	962-301
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-301

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×120×75 mm
Peso líquido	0,55 kg
Método de envio	Serviço de encomendas