

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 313-03

Kit di pesi, E2, 1 mg - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-030-100	Astuccio per peso in legno 313-030-100 (per valori nominali 1 mg - 100 g per classi E1+E2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-703	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-703
921-302	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-302
962-302	Certificato di calibrazione DAkkS 962-302
962-302R	Ricalibrazione DAkkS 962-302R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi