

KERN 313-03

KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 100 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera



Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,9 kg

Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera	313-030-100
--	-------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	152×152×66 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable pulido
Número de pesos	21
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-302
Número de artículo para calibración DAkkS	962-302
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-302

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	152×152×66 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg