

KERN 313-03

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox polido, numa caixa de madeira



Peso de envio 0,9 kg

Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 313-030-100

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido
Número de pesos	21
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-302
Número do artigo para calibração DAkkS	962-302
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-302

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg