

KERN 313-030-100

KERN

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 100 g)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 100 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	100 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	152×152×66 mm
Poids net	0,68 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,68 kg

Pictogrammes

STANDARD

