

# KERN 313-030-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 100 g)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 100 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×125×75 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	100 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×125×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,45 kg

## Pictogramas

### STANDARD

