

# KERN 313-040-600

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 200 g)



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 200 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	200 g

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Piktogramme

STANDARD

