

KERN 313-040-600

KERN

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 200 g)



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 200 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	190×130×80 mm
Matériau	aluminium
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	200 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×130×80 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg