

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 313-044

Juego de pesas, E2, 1 mg - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

| Estándar | Opción |
|----------|--------|
|          |        |

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g   para clases E1 - M3   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 920-704  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-704  |
| 921-303  | Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-303 |
| 962-303  | Certificado de calibración DAkkS 962-303                    |
| 962-303R | Recalibración DAkkS 962-303R                                |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables