

Productbrochure

07.08.2026

KERN 313-044

Gewichtenset, E2, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-052-400	Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-704	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-704
921-303	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-303
962-303	DAkS Kalibratiecertificaat 962-303
962-303R	DAkS-rekalibratie 962-303R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen