

# KERN 313-044

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 mg - 200 g, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique



## Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 313-052-400

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761081017

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 200 g
Poids de contrôle OIML classe	E2
OIML-conforme	✓

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Nombre de poids	23
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Type d'ajustage	Polissage

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-303
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-303

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,95 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	0,94 kg