

KERN 313-046

KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



| | |
|-------------------|----------------------|
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,90 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,2 kg |
| Peso de envío | 1,1 kg |

Casos opcionales

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Aluminio Número de artículo | 313-040-600 |
|------------------------------------|-------------|

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML E2 |
| Familia de productos | 313 |

Sistema de medición

| | |
|---|--------------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓ |
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 200 g |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso de control OIML clase | E2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 190×130×80 mm |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-303 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-303 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-303 |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 190×130×80 mm |