

# KERN 313-046

**KERN**

Kit di pesi, E2, 1 mg - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-303

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-303

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	190×130×80 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×130×80 mm
Peso netto	0,9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,90 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-303
--	---------