

# KERN 313-050-100

**KERN**

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 500 g)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×180×110 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	500 g

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×110 mm
Poids net	2,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	2,5 kg

## Pictogrammes

STANDARD

