

KERN 3 13-050-400

KERN

Étui en plastique pour jeux de poids (Bouton/compact, bis 500 g)

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	bis 500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Matériau	plastiques
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	500 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	0,35 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,8 kg