

KERN 313-050-600

KERN

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 500 g)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

Système de mesure

Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 g
Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Matériau	aluminium

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	0,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

Pictogrammes

STANDARD

