

# KERN 313-052-400

**KERN**

Kunststoff-Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, bis 500 g)



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
Etui passend für Gewichtsnennwerte	bis 500 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Material	Kunststoff
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	500 g

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,8 kg

## Piktogramme

STANDARD

