

KERN 313-052-400

KERN

Astuccio di plastica per pesiere (Bottone/compact, bis 500 g)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1 - M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	bis 500 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Materiale	plastica
Valigia - Peso minimo possibile	1 mg
Caso - Peso massimo possibile	500 g

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,45 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Pittogrammi

STANDARD

