

# KERN 313-052-400

**KERN**

Kunststof etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, bis 500 g)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	bis 500 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Materiaal	kunststoffen
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

## Pictogrammen

STANDARD

