

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 313-054

Kit di pesi, E2, 1 mg - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-052-400	Valigetta di plastica 313-052-400 (per valori nominali bis 500 g per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-705	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-705
921-304	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-304
962-304	Certificato di calibrazione DAkkS 962-304
962-304R	Ricalibrazione DAkkS 962-304R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi