

Productbrochure

07.08.2026

KERN 313-054

Gewichtenset, E2, 1 mg - 500 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-052-400	Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-705	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-705
921-304	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-304
962-304	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-304
962-304R	DAkKS-rekalibratie 962-304R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen