

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 313-06

Kit di pesi, E2, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-060-100	Astuccio per peso in legno 313-060-100 (per valori nominali 1 mg - 1 kg per classi E1+E2+F1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-706	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-706
921-305	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-305
962-305	Certificato di calibrazione DAkkS 962-305
962-305R	Ricalibrazione DAkkS 962-305R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi