

KERN 313-060-100

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 1 kg)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Malas & Estojos |
| Grupo de produto | Estojo de madeira |

Sistema de medição

| | |
|--|----------------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML | E1+E2+F1 |
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 1 mg - 1 kg |
| Desenho de peso adequado para a caixa | Botão/compacto |

Desenho

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensões (L×P×A) | 230×180×110 mm |
| Material | faia |
| Estojo - Peso mais pequeno possível | 1 mg |
| Estojo - Maior peso possível | 1 kg |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 230×180×110 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 2,2 kg |
| Peso bruto aprox. | 2,6 kg |
| Peso de envio | 2,5 kg |