

KERN 313-060-600

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 1 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 1 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Matériau	aluminium
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	1 kg

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	0,8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Pictogrammes

STANDARD

