

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 313-064

Jeu de poids, E2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Valise en plastique 313-082-400 (pour les valeurs nominales bis 5 kg   pour les classes E1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact) |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-706  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-706,        |
| 921-305  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-305 |
| 962-305  | Certificat d'étalonnage DAkKS 962-305                                |
| 962-305R | Réétalonnage DAkKS 962-305R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables