

Brochure produit

08.08.2026

KERN 313-066

Jeu de poids, E2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-060-600	Étui de poid en aluminium 313-060-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 1 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-706	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-706,
921-305	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-305
962-305	Certificat d'étalonnage DAKKS 962-305
962-305R	Réétalonnage DAKKS 962-305R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables