

# KERN 313-066

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-060-600
--------------------------------	-------------

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-305
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-305
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-305

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg