

KERN 313-066

KERN

Juego de pesas, E2, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-060-600
------------------------------------	-------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	313

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	230×140×110 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable pulido
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-305
Número de artículo para calibración DAkkS	962-305
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-305

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×110 mm