

KERN 313-066

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-060-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-305
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-305
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-305

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	2,7 kg