

# KERN 313-066

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio



Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

## Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo	313-060-600
----------------------------------	-------------

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

## Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Dimensioni (L×P×A)	230×140×110 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-305
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-305
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-305

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×110 mm