

KERN 313-070-100

KERN

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 2 kg)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 2 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	305×190×140 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	2 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	305×190×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

Pictogrammen

STANDARD

