

KERN 313-070-100

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 2 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1+E2+F1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 2 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	305×190×140 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	2 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	305×190×140 mm
Peso líquido	2,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,0 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg

Pictogramas

STANDARD

