

# KERN 313-070-600

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 2 kg)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 2 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Matériau	aluminium
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	2 kg

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,4 kg

## Pictogrammes

STANDARD

