

Produktbroschüre

07.08.2026

KERN 313-074

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-082-400	Kunststoff-Koffer 313-082-400 (für Nennwerte bis 5 kg für Klassen E1 - M3 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-707	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-707
921-306	Garantierte Plus-Abweichung (> +1/3 OIML) KERN 921-306
962-306	DAkkS-Kalibrierschein 962-306
962-306R	DAkkS-Rekalibrierung 962-306R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage