

Brochure produit

07.08.2026

KERN 313-074

Jeu de poids, E2, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-082-400	Valise en plastique 313-082-400 (pour les valeurs nominales bis 5 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-707	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-707,
921-306	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-306
962-306	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-306
962-306R	Réétalonnage DAkKS 962-306R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables